



Bufor CFT - 2 l



Bufor stosowany w testach utrwalania dopełniacza CFT (The Complement Fixation Test), przeznaczony do testów z serii SERION CFT firmy Virion\Serion. Produkt dostarczany w wygodnej łatwej do przechowywania formie proszku.

Bufor oferowany w formie sypkiej wystarczającej do utworzenia 2 litrów buforu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	9009	Bufor CFT

Opis

Bufor stosowany w testach utrwalania dopełniacza CFT (The Complement Fixation Test), przeznaczony do testów z serii SERION CFT firmy Virion\Serion. Produkt dostarczany w wygodnej łatwej do przechowywania formie proszku.

CFT to metoda immunologiczna polegająca na wykrywaniu przeciwciał wytwarzanych przeciwko patogenom. Testy te są zgodne z techniką KOLMERA oraz wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO i krajowej służby zdrowia NHS – Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Klasyczna, znormalizowana metoda stosowana w rutynowej pracy laboratoryjnej.

Zalety testów CFT:

- niska cena dzięki standaryzowanym odczynnikom,
- łatwe w przechowywaniu – antygeny, antygeny kontrolne oraz surowice do kontroli dodatniej i ujemnej są liofilizowane,
- duża swoistość,
- sprawdzają się jako testy przesiewowe do identyfikacji ostrych zakażeń.

Bufor oferowany w formie sypkiej wystarczającej do utworzenia 2 litrów buforu.