



## Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml - Brand



Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C. Samostojące.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                            | Nr producenta | Szt./Op.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|  | K-0320  | Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml | 780700        | 1000 szt. |

### Opis

Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C. Samostojące.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach 1,5 ml ([nr art. K-0321 i K-0322](#)) oraz 2,0 ml ([nr art. K-0323 i K-0324](#)).