



Probówki do PCR z wypukłą zatyczką - bez skali i pola opisowego - 0,5 ml



Probówki do PCR z wypukłą zatyczką. Bez skali i pola opisowego. Dostępne w różnych kolorach. Niesterylne. Pakowane w workach po 1000 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	40011	Probówki do PCR z wypukłą zatyczką - bez skali i pola opisowego	bezbarwne	0,5 ml	niesterylne	1000 szt.
	40012	Probówki do PCR z wypukłą zatyczką - bez skali i pola opisowego	żółte	0,5 ml	niesterylne	1000 szt.
	40013	Probówki do PCR z wypukłą zatyczką - bez skali i pola opisowego	niebieskie	0,5 ml	niesterylne	1000 szt.
	40014	Probówki do PCR z wypukłą zatyczką - bez skali i pola opisowego	mleczne	0,5 ml	niesterylne	1000 szt.

Opis

Probówki do PCR z wypukłą zatyczką. Bez skali i pola opisowego. Dostępne w różnych kolorach. Niesterylne. Pakowane w workach po 1000 szt.