



Probówki do PCR SoftTubes[®] 0,5 ml - płaskie zamknięcie

Z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Pojemność	Kolor	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-710910	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	bezbarwne	worek	1000 szt.
	A-710911	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	czerwone	worek	1000 szt.
	A-710912	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	niebieskie	worek	1000 szt.
	A-710913	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	zielone	worek	1000 szt.
	A-710914	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	żółte	worek	1000 szt.
	A-710915	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	pomarańczowe	worek	1000 szt.
	A-710916	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	fioletowe	worek	1000 szt.
	A-710918	Probówki SoftTubes	płaska	0,5 ml	różnokolorowe	worek	1000 szt.

Opis

Z głęboko osadzonym, stożkowym cylindrem zamykającym. Płaska pokrywka. **Wymagana większa siła nacisku podczas zamykania.** Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (1000 sztuk).