



Szalki do hodowli komórkowych neoCulture z PS

FOR MY LAB
neoLab[®]

Szalki do hodowli komórkowych z PS, niemieckiej marki neoLab. Gładkie ścianki umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni wzrostu. Wyposażone w żebra wentylacyjne. Łatwo układać je w stosy. Pakowane w rękawy po 10 szt., szalki o średnicy 150 mm pakowane po 5 szt. w rękawie. Sterylne, wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Średnica	Wysokość	Pow. wzrostu	Pakowane	Szt./Op.
	C-8211	Szalki do hodowli komórkowych	PS	35 mm	12,5 mm	8,50 cm ²	96 x 10 szt.	960 szt.
	C-8212	Szalki do hodowli komórkowych	PS	70 mm	15,0 mm	36,30 cm ²	60 x 10 szt.	600 szt.
	C-8213	Szalki do hodowli komórkowych	PS	100 mm	22,0 mm	60,80 cm ²	30 x 10 szt.	300 szt.
	C-8214	Szalki do hodowli komórkowych	PS	150 mm	21,9 mm	143,00 cm ²	20 x 5 szt.	100 szt.

Opis

Seria produktów neoCulture to wysokiej jakości produkty do hodowli komórkowych, niemieckiej marki neoLab. Szalki wykonane z przezroczystego polistyrenu (PS) świetnie sprawdzają się np. do przechowywania i obróbki wstępnej próbek. Doskonale do stosowania z liniami komórek adherentnych. Gładkie, pozbawione nierówności ścianki pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni wzrostu. Bez problemu można je układać w stosy, co pomaga zaoszczędzić miejsce. Wyposażone w żebra wentylacyjne ułatwiające wymianę gazową. Pakowane w rękawy po 10 szt., szalki o średnicy 150 mm pakowane po 5 szt. w rękawie. Sterylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polistyren (PS)
Wysokość	12,5 mm; 15 mm; 22 mm; 21,9 mm

Parametr	Wartość
Sterylność	tak
Średnica	35 mm; 70 mm; 100 mm; 150 mm
powierzchnia zoptymalizowana	tak
Powierzchnia wzrostu	8,5 cm ² ; 36,3cm ² ; 60,8 cm ² ; 143 cm ²