



Stół obrotowy na szalki Petriego sensorturn/sensorturn pro



Stół obrotowy sterowany czujnikiem podczerwieni. Bezdotykowe włączanie i wyłączanie talerza obrotowego ruchem ręki, opcjonalnie za pomocą włącznika nożnego (nie jest zawarty w zakresie dostawy, prosimy zamawiać osobno). Z czasomierzem do regulacji czasu trwania ruchu obrotowego w zakresie 1-25 sekund/praca ciągła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-8203	Stół obrotowy sensorturn - sterowany czujnikiem IR
	K-8206	Stół obrotowy sensorturn pro - sterowany czujnikiem IR

Opis

Stół obrotowy sterowany czujnikiem podczerwieni. Bezdotykowe włączanie i wyłączanie talerza obrotowego ruchem ręki, opcjonalnie za pomocą włącznika nożnego (nie jest zawarty w zakresie dostawy, prosimy zamawiać osobno). Z czasomierzem do regulacji czasu trwania ruchu obrotowego w zakresie 1-25 sekund/praca ciągła.

Do równomiernego szczepienia na szalkach Petriego o Ø do 103 mm (do 150 mm po zamontowaniu dodatkowej płytki - prosimy zamawiać osobno). Konstrukcja wykonana w całości ze stali szlachetnej zapewnia wysoki poziom sterylności.

Inne cechy urządzenia:

- bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 14 do 110 obr./min (sensorturn) lub od 14 do 210 obr./min (sensorturn pro);
- 4 rodzaje pracy;
- możliwość ustawiania zasięgu czujnika podczerwieni (5-50 mm);
- odporność na promieniowanie UV;
- niepalność;
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 103 x 60 x 150 mm.