



Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality - poj. 0,5 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne probówki firmy Eppendorf. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastifikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-7401	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	Eppendorf Quality	bezbarwne	0030 121.023	500 szt.
	K-7402	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	Eppendorf Quality	żółte	0030 121.112	500 szt.
	K-7403	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	Eppendorf Quality	czerwone	0030 121.120	500 szt.
	K-7404	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	Eppendorf Quality	niebieskie	0030 121.139	500 szt.
	K-7405	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	Eppendorf Quality	zielone	0030 121.147	500 szt.
	K-7406	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	Eppendorf Quality	mix kolorów	0030 121.708	500 szt.

Opis

Eppendorf Safe-Lock Tubes to oryginalne probówki firmy Eppendorf. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez środków poślizgowych, plastifikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości podczas długotrwałego przechowywania lub inkubacji. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut (tylko z otwartym wieczkiem!). Wyjątkowo wytrzymałe – można je wirować do 30000 x g.

Probówki Eppendorf Safe-Lock dostępne są w czterech stopniach czystości:

- **Eppendorf Quality** – standardowy stopień czystości,
- **PCR Clean** – wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze),
- **Forensic DNA Grade** – wolne od DNaz, RNaz, inhibitorów PCR oraz ludzkiego DNA. Ponadto są zgodne z normą ISO 18385. Ich jakość jest testowana w laboratoriach zewnętrznych zgodnych z ISO 17025 – normą akredytacyjną stosowaną wobec laboratoriów medycyny sądowej,
- **Eppendorf Biopur** – probówki sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz,

pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR.

Probówki Eppendorf Safe-Lock dostępne są również w pojemności: 1,5 ml – [tutaj](#) oraz 2,0 ml – [tutaj](#).