




Probówki ze szkła borokrzemowego z zakrętką - poj. 15 ml

schuett **biotec**.de

Szklane probówki z plastikową zakrętką o pojemności 15 ml. Wymiary 16 x 98 mm - gr. ścianek 1,1 mm. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Materiał zakrętki	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.
	3.561 103	Probówki szklane	okrągłodenne	plastik	15 ml	98 x 16 mm	100 szt.

Opis

Probówki wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego 3,3. Mogą być wykorzystywane do hodowli i transportu kultur komórkowych. Probówki te wyróżniają grube ścianki (1,1 mm). Szeroka szyjka ułatwia operowanie materiałem biologicznym oraz czyszczenie. Wyposażone w plastikową zakrętkę z gumową uszczelką. Mogą być autoklawowalne (autoklawować można tylko niezakręcone probówki). Pakowane po 100 szt.

Wymiary (śr. x wys.): 16 x 98 mm.