



Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality - poj. 2,0 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne probówki firmy [Eppendorf](#). Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastifikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-7461	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	Eppendorf Quality	bezbarwne	0030 120.094	1000 szt.
	K-7462	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	Eppendorf Quality	żółte	0030 120.205	1000 szt.
	K-7463	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	Eppendorf Quality	czerwone	0030 120.213	1000 szt.
	K-7464	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	Eppendorf Quality	niebieskie	0030 120.221	1000 szt.
	K-7465	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	Eppendorf Quality	zielone	0030 120.230	1000 szt.
	K-7466	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	Eppendorf Quality	mix kolorów	0030 121.686	5 x 200 szt.
	K-7471	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	Eppendorf Quality	bezbarwne	0030 121.880	1000 szt.

Opis

Eppendorf Safe-Lock Tubes to oryginalne probówki firmy [Eppendorf](#). Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastifikatorów, środków poślizgowych czy biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut (tylko z otwartym wieczkiem!). Wyjątkowo wytrzymałe – można je wirować do **25000 x g**.

Dostępne w czterech stopniach czystości:

- **Eppendorf Quality** – standardowy stopień czystości,
- **PCR Clean** – wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze),
- **Forensic DNA Grade** – wolne od DNaz, RNaz, inhibitorów PCR oraz ludzkiego DNA. Ponadto są zgodne z normą ISO 18385. Ich jakość jest testowana w laboratoriach zewnętrznych zgodnych z ISO 17025 – normą akredytacyjną stosowaną wobec

laboratoriów medycyny sądowej,

- **Eppendorf Biopur** – probówki sterylne (sterylizowane radiacyjnie bądź tlenkiem etylenu), wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (*E. coli*) DNA oraz inhibitorów PCR.

Dostępne również pojemności: 0,5 ml - [tutaj](#) oraz 1,5 ml - [tutaj](#).