




Stół obrotowy neoLab na szalki Petriego

FOR MY LAB
neoLab[®]

Stół obrotowy do równomiernego szczepienia na szalkach Petriego. Wyposażony w talerz obrotowy umieszczony na kompaktowej podstawie z łożyskiem kulkowym. Bez napędu elektrycznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	3-1720	Stół obrotowy neoLab na szalki Petriego	Ø 100 mm

Opis

Stół obrotowy do równomiernego szczepienia na szalkach Petriego. Wyposażony w talerz obrotowy umieszczony na kompaktowej podstawie z łożyskiem kulkowym. Bez napędu elektrycznego.

Przeznaczony do szalek Petriego o Ø do 100 mm.