



Replikator 96-igłowy do płytek mikrotitracyjnych - Boekel Scientific

Przeznaczony do przenoszenia niewielkich objętości materiału na płytki 96-stanowiskowe. Pobór próbki jest możliwy także z płytki przykrytej lub zaklejonej. Dostarczany wraz z aluminiową wanienką do przechowywania, która podczas sterylizacji płomieniem może służyć jako zbiornik na etanol. Długi uchwyt ułatwia czyszczenie płomieniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	7-8140	Replikator 96-igłowy do płytek mikrotitracyjnych

Opis

Przeznaczony do przenoszenia niewielkich objętości materiału na płytki 96-stanowiskowe. Pobór próbki jest możliwy także z płytki przykrytej lub zaklejonej. Dostarczany wraz z aluminiową wanienką do przechowywania, która podczas sterylizacji płomieniem może służyć jako zbiornik na etanol. Długi uchwyt ułatwia czyszczenie płomieniem.

Obszary zastosowania:

- Biblioteki kosmidów i sztucznych chromosomów drożdżowych (YAC).
- Inokulacja dla hybrydyzacji kolonijnej.
- Testy na wrażliwość antybiotykową.
- Typowanie fagów.

Wymiary: 76 x 112 x 102 mm (szer. x dł. x wys.),

Przekrój igły: 1,5 x 1,5 mm (stal szlachetna).