



Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, pojemność 0,5 ml, z podziałką

Z polem do opisu umieszczonym po bokach i na płaskiej pokrywce. Wykonane z polipropylenu. Z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710120	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	bezbarwne	w worku (1000 szt.)
	A-710121	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	czerwone	w worku (1000 szt.)
	A-710122	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	niebieskie	w worku (1000 szt.)
	A-710123	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	zielone	w worku (1000 szt.)
	A-710124	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	żółte	w worku (1000 szt.)
	A-710125	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	pomarańczowe	w worku (1000 szt.)
	A-710126	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	fioletowe	w worku (1000 szt.)
	A-710128	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	różnokolorowe	w worku (1000 szt.)
	A-710129	Probówki reakcyjne z zatraskiwaniem zamknięciem, z podziałką	0,5 ml	bursztynowe	w worku (1000 szt.)

Opis

Z polem do opisu umieszczonym po bokach i na płaskiej pokrywce. Wykonane z polipropylenu. Z podziałką co 0,1 ml. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (1000 sztuk).