



Skrobaczki do kultur komórkowych z obrotowym ostrzem

Orange Scientific

Skrobaczki firmy Orange Scientific wykonane z PP. Wyposażone w obrotowe ostrze idealne do zbierania materiału komórkowego w całym naczyniu hodowlanym. Końcówka jest odpowiednio miękka, dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzenia zbieranych komórek. Sterylizowane promieniami gamma. Sterylne, pakowane pojedynczo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Szer. ostrza	Szt./Op.
	C-8122	Skrobaczki do kultur komórkowych z obrotowym ostrzem	23 cm	1 cm	100 szt.
	C-8123	Skrobaczki do kultur komórkowych z obrotowym ostrzem	30 cm	2 cm	100 szt.

Opis

Skrobaczki firmy Orange Scientific wykonane z PP. Wyposażone w obrotowe ostrze idealne do zbierania materiału komórkowego w całym naczyniu hodowlanym. Końcówka jest odpowiednio miękka, dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzenia zbieranych komórek. Sterylizowane promieniami gamma. Sterylne, pakowane pojedynczo.