



Cylindry pomiarowe BLAUBRAND[®] kl. A z korkiem - niebieską skalą i szklaną podstawą



Wysokiej jakości cylindry miarowe klasy A marki BLAUBRAND[®]. Szklana stopka ośmiokątna. Korek z PP, szlif NS 19/26. Pakowane po 2 szt., dostarczane z certyfikatem partii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	32428	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, niebieską skalą i podstawą szklaną	50 ml	2 szt.

Opis

Cylindry miarowe marki BLAUBRAND[®] wykonane z wysokiej jakości szkła DURAN[®] zgodnie z normą DIN EN ISO 4788. Kalibrowane na wlew (in). Wyposażone w ośmiokątną szklaną stopkę oraz korek z PP. Szlif NS 19/26, podziałka naniesiona kolorem niebieskim. Klasa dokładności A.

Dostarczane z numerem partii i towarzyszącym jej certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu.

Sprzedawane w opakowaniach po 2 szt.