



## Probówki reakcyjne, pojemność 0,6 ml, wolne od DNA, DNaz i RNaz

Wykonane z polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem. Z podziałką oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce.

| Miniatura                                                                         | Nr-art.  | Nazwa                                         | Pojemność | Kolor         | Szt./Op.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
|  | A-710300 | Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz i RNaz | 0,6 ml    | bezbabarwne   | w worku (1000 szt.) |
|  | A-710308 | Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz i RNaz | 0,6 ml    | różnokolorowe | w worku (1000 szt.) |

### Opis

Wykonane z polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem. Z podziałką oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce.

**Opakowanie:** w worku (1000 sztuk).