



## Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS<sup>®</sup>



Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS<sup>®</sup> z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                              | Model                      | Wymiary       | Szt./Op. |
|-----------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|
|           | L-0026  | Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS <sup>®</sup> | Mikro (kolor naturalny)    | 3,5 x 140 mm  | 300 szt. |
|           | L-0027  | Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS <sup>®</sup> | Standard (kolor niebieski) | 7 x 210 mm    | 300 szt. |
|           | L-0028  | Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS <sup>®</sup> | Standard (kolor naturalny) | 7 x 210 mm    | 300 szt. |
|           | L-0029  | Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS <sup>®</sup> | Makro (kolor zielony)      | 10,5 x 310 mm | 150 szt. |
|           | L-0159  | Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS <sup>®</sup> | Eco (kolor naturalny)      | 7 x 140 mm    | 300 szt. |

### Opis

Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS<sup>®</sup> z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne.

Dopasowane wymiarami do standardowych probówek:

- model mikro (antystatyczne) - do probówek 0,2 ml,
- model standard - do probówek 15 ml oraz 1,5/2,0 ml,
- model makro - do probówek 50 ml,
- model eco (brak na zdjęciu) - do probówek o poj. 15 ml oraz 1,5/2,0 ml.