



Probówki reakcyjne Low Binding, pojemność 0,6 ml

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem i podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce pola do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Szt./Op.
	A-710136	Probówki reakcyjne Low Binding	0,6 ml	bezbarwny polipropylen	w worku (500 szt.)

Opis

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem i podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce pola do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).