




Wymazówki sterylne (bez probówek i podłoży)

Wymazówki sterylne (bez probówek i podłoży).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał wacika	Materiał trzonka	Dł. trzonka	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Pakowane	Szt./Op.
	B-2384	Wymazówki bez podłoża	bawełna	drewno	150 mm	sterylne	blister	pak. ind.	1000 szt.
	B-2385	Wymazówki bez podłoża	wiskoza	plastik	150 mm	sterylne	blister	pak. ind.	1000 szt.
	B-2386	Wymazówki bez podłoża	bawełna	aluminium	150 mm	sterylne	blister	pak. ind.	2000 szt.

Opis

Wymazówki sterylne (bez probówek i podłoży) o wymiarach:

Drewno: trzonek 150 x 2,2 mm (Ø końcówki ± 5 mm).

Polistyren: trzonek 150 x 2,5 mm (Ø końcówki ± 5 mm).

Aluminium: trzonek 147 x 0,9 mm (Ø końcówki ± 1,5 mm).