



Zestawy Enviroscreen do pobierania wymazów mikrobiologicznych

Zestawy przeznaczone do pobierania wymazów w kierunku badań mikrobiologicznych (m. in. TVC, Enterobacteriaceae, Salmonella spp., Listeria spp.). Zestaw zawiera celulozową gąbkę o pow. 50 cm² (nasączoną 10 ml 0,9% roztworu NaCl lub buforowaną wodą peptonową) sterylnie zapakowaną we wzmocnioną torebkę strunową. Torebka ta służy jednocześnie do przechowywania, inkubacji i transportu próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-0226	Zestaw do pobierania wymazów mikrobiologicznych (sterylna gąbka nasączona buf. 0,9 % NaCl)	30 szt.
	B-0227	Zestaw do pobierania wymazów mikrobiologicznych (sterylna gąbka nasączona buf. 0,9 % NaCl)	200 szt.
	B-0228	Zestaw do pobierania wymazów mikrobiologicznych (sterylna gąbka nasączona buforowaną wodą peptonową)	30 szt.
	B-0229	Zestaw do pobierania wymazów mikrobiologicznych (sterylna gąbka nasączona buforowaną wodą peptonową)	200 szt.

Opis

Zestawy przeznaczone do pobierania wymazów w kierunku badań mikrobiologicznych (m. in. TVC, Enterobacteriaceae, Salmonella spp., Listeria spp.).

Zestaw zawiera celulozową gąbkę o pow. 50 cm² (nasączoną 10 ml 0,9% roztworu NaCl lub buforowaną wodą peptonową) sterylnie zapakowaną we wzmocnioną torebkę strunową. Torebka ta służy jednocześnie do przechowywania, inkubacji i transportu próbki. Jest ona również przeznaczona bezpośrednio do homogenizacji w stomacherze.

Zestawy są zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej EC 2073/2005, procedurami HACCP oraz normą EN-ISO 17604:2003.