



Wymazówki sterylne w probówkach



Wymazówki drewniane zakończone wacikiem. Umieszczone w probówce z polipropylenu, z zakrętką z tworzywa HDPE. Sterylizowane radiacyjnie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Materiał trzonka | Wym. probówki (śr. x dł.) | Stopień czystości | Rodzaj pak. | Szt./Op. |
|---|---------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------|
|  | B-0268 | Wymazówki bez podłoża | drewno | 16 x 100 mm | sterylne | probówka transportowa | 100 szt. |

Opis

Wymazówki drewniane zakończone wacikiem. Umieszczone w probówce z polipropylenu, z zakrętką z tworzywa HDPE. Sterylizowane radiacyjnie.

Pojemność: 13 ml.

Wymiary (śr. x wys.): 16 x 100 mm.