



Parafilm[®] M

Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Parafilm[®] M daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Długość
	B-1500	Parafilm [®] M	100 mm	38 m
	B-1501	Parafilm [®] M	100 mm	75 m
	B-1502	Parafilm [®] M	50 mm	75 m
	B-1503	Parafilm [®] M	500 mm	15 m

Opis

Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Parafilm[®] M daje się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin.