



Probówki typu Eppendorf - poj. 1,5 ml - Aptaca



Probówki z polipropylenu. Pojemność 1,5 ml. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką. Posiadają pole opisowe i skalę. Niesterylne. Autoklawowalne w 121°C (20 min).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Materiał	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-2278	Probówki typu Eppendorf - z dnem stożkowym - ze skalą i polem opisowym		PP	1,5 ml	niesterylne	1000 szt.

Opis

Probówki z polipropylenu. Pojemność 1,5 ml. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką. Posiadają pole opisowe i skalę. Niesterylne. Autoklawowalne w 121°C (20 min).