



Rękawice nitrylowe nitrylex[®] green - bezpudrowe

MERCATOR MEDICAL

Jednorazowe rękawiczki nitrylowe nitrylex[®] green w kolorze miętowej zieleni. Produkt dostępny w rozmiarach od XS do XL. Powierzchnia rękawiczek nie jest całkowicie gładka, dodatkowo teksturowanie na palcach pozwala na pewny chwyt. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4241	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] green - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XS	miętowe	100 szt.
	P-4242	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] green - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	miętowe	100 szt.
	P-4243	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] green - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	miętowe	100 szt.
	P-4244	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] green - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	miętowe	100 szt.
	P-4245	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] green - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	miętowe	100 szt.

Opis

Bezpudrowe, jednorazowe rękawiczki nitrylowe nitrylex[®] green. Przeznaczone do wykorzystywania np. na oddziałach dziecięcych, w laboratoriach, przy kontakcie z substancjami chemicznymi, przy czynnościach sanitarno-higienicznych, w salonach kosmetycznych i fryzjerskich, w weterynarii oraz w pracach domowych. Powierzchnia rękawiczek nie jest całkowicie gładka, dodatkowo teksturowanie na palcach pozwala na pewny chwyt. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Przebadane zgodnie z normą **EN 374** (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne), jak również zgodnie z normą **EN 388** (odporność na ścieranie, przecięcie, rozdieranie, przekłucie).

Rękawice nitrylex[®] green posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 125 x 230 x 55 mm.

Kolor: miętowa zieleń.