



Probówki typu Eppendorf - poj. 1,5 ml - sterylne



Sterylnie probówki o poj. 1,5 ml wykonane z przezroczystego polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2280	Probówki typu Eppendorf, 1,5 ml, z podziałką, sterylne	1000 szt.

Opis

Sterylnie probówki o pojemności 1,5 ml wyprodukowane przez firmę Heinz Herenz. Zostały wykonane z przezroczystego polipropylenu. Charakteryzują się stożkowym dnem oraz płaskim korkiem. Szczelne, solidne zamknięcie zapobiega utracie próbki lub jej niekontrolowanemu odparowaniu. Probówki wyposażone są w podziałkę pomagającą ocenić objętość preparatu oraz matowe pole opisowe, które umożliwia wygodne opisanie lub oznaczenie próbek podczas badań.

Probówki wirówkowe typu Eppendorf pakowane są w worki po 1000 szt.

Można ponownie sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 20 minut.

Maksymalna prędkość wirowania rekomendowana przez producenta: do 15000 obr./min.

Promocja dotyczy produktów z krótkim terminie ważności.