





Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml, sterylne - Brand



Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0333	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml, sterylne	samostojące	780753	500 szt.
	K-0334	Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml, sterylne	stożkowodenne	780754	500 szt.

Opis

Oryginalne mikroprobówki firmy Brand, wykonane z PP. Z nakrętkami z PP, z podziałką i matowym polem do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów. Niemutagenne, nietoksyczne. Probówki tego typu są również dostępne w pojemnościach 0,5 ml ([nr art. K-0330](#)) i 1,5 ml ([nr art. K-0331 i K-0332](#)).