



Świadectwo wzorcowania do termometrów Testo



Świadectwo wzorcowania wystawione w akredytowanym przez PCA laboratorium firmy Testo. Dotyczy pomiaru w 3 standardowych punktach -10; 0; 20°C lub 2; 5; 8°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	T-2190	Świadectwo wzorcowania do termometrów Testo - w 3 punktach

Opis

Świadectwo wzorcowania termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych) wystawione w akredytowanym laboratorium firmy Testo. Laboratorium posiada akredytację PCA.

Usługa dotyczy wzorcowania termometrów w 3 standardowych punktach. Dwa standardowe zestawy punktów pomiarowych to:

- -10; 0; 20°C;
- 2; 5; 8°C.

Wybrany standard prosimy podać w opisie zamówienia.

Wzorcowanie w **dodatkowych punktach** lub w **niestandardowych punktach** z zakresu od - 65°C do 250°C jest wyceniane **na zapytanie**.