



Pojemnik na Parafilm®

Wykonany z kolorowego szkła plexi. Przeznaczony na standardowe rolki Parafilmu® o szer. 10 cm. Z przykrywką i nożem tnącym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	3-1003	Pojemnik dozujący na Parafilm	pomarańczowy
	3-1004	Pojemnik dozujący na Parafilm	niebieski
	3-1008	Pojemnik dozujący na Parafilm	czerwony
	3-1010	Pojemnik dozujący na Parafilm	przezroczysty

Opis

Wykonany z kolorowego szkła plexi. Przeznaczony na standardowe rolki Parafilmu® o szer. 10 cm. Z przykrywką i nożem tnącym.

Wymiary z przykrywką (szer. x dł. x wys.): 12 x 16 x 17 cm.