



Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml - Brand



Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0321	Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml	samostojące	780701	1000 szt.
	K-0322	Mikroprobówki z nakrętkami i stożkowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml	stożkowodenne	780702	1000 szt.

Opis

Mikroprobówki renomowanej firmy Brand, wykonane z PP. Wyposażone w nakrętki z PE. Odporne na temperatury od -90°C do +100°C.

Probówki tego typu dostępne są również w pojemnościach 0,5 ml ([nr art. K-0320](#)) oraz 2,0 ml ([K-0323 i K-0324](#)).