



## Kapsle Erlenmeyera - CAP

*schuett***biotec**.de

Kapsle dla kolb Erlenmeyera i innych kolb hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo - czyścić używając neutralnych środków. Średnica kapsla 37/39 mm. Autoklawowalne (140°C).

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                    | Kolor     | Szt./Op. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|----------|
|   | B-2964  | Kapsle Erlenmeyera - CAP | srebrny   | 10 szt.  |
|   | B-2965  | Kapsle Erlenmeyera - CAP | niebieski | 10 szt.  |
|  | B-2966  | Kapsle Erlenmeyera - CAP | czerwony  | 10 szt.  |

### Opis

Kapsle dla kolb Erlenmeyera i innych kolb hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo - czyścić używając neutralnych środków. Średnica kapsla 37/39 mm. Autoklawowalne (140°C).