



Probówki reakcyjne FlipTube® - poj. 1,5 ml

Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml. Ze znacznikami (obj. 0,1/0,5/1,0/1,5 ml) i dwiema powierzchniami na opis (z boku próbówki i na wierzchu zamknięcia). Z opatentowaną pokrywką, którą można otworzyć jedną ręką poprzez lekkie naciśnięcie nakładki z tyłu, bez dotykania części wewnętrznej. Pokrywka może być przekłuwana.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	7-6003	Probówki reakcyjne FlipTube®	1,5 ml	bezbbarwne	500 szt.
	7-6004	Probówki reakcyjne FlipTube®	1,5 ml	niebieskie	500 szt.
	7-6005	Probówki reakcyjne FlipTube®	1,5 ml	żółte	500 szt.
	7-6006	Probówki reakcyjne FlipTube®	1,5 ml	zielone	500 szt.
	7-6007	Probówki reakcyjne FlipTube®	1,5 ml	czerwone	500 szt.
	7-6008	Probówki reakcyjne FlipTube®	1,5 ml	czarne	500 szt.

Opis

Probówki reakcyjne o pojemności 1,5 ml. Ze znacznikami (obj. 0,1/0,5/1,0/1,5 ml) i dwiema powierzchniami na opis (z boku próbówki i na wierzchu zamknięcia). Z opatentowaną pokrywką, którą można otworzyć jedną ręką poprzez lekkie naciśnięcie nakładki z tyłu, bez dotykania części wewnętrznej. Pokrywka może być przekłuwana.

Wykonane z polipropylenu wysokiej jakości. Możliwość autoklawowania w temperaturze +121°C oraz wirowania do 20000 x g. Przy dłuższym przechowywaniu nie należy przekraczać temperatur z zakresu powyżej +50°C i poniżej -30°C. Dostępne jako próbówki o wysokiej przezroczystości lub barwione na czarno (przeznaczone dla próbek wrażliwych na światło).