



## Rękawice lateksowe santex<sup>®</sup> powdered - pudrowane

MERCATOR MEDICAL

Jednorazowe rękawice diagnostyczne wykonane z naturalnego lateksu, pudrowane. Do stosowania np. w weterynarii, pielęgniarstwie lub salonach kosmetycznych. Uniwersalny kształt pasuje zarówno na prawą jak i lewą rękę. Bardzo cienkie i elastyczne.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                                         | Typ       | Powierzchnia | Rozmiar | Kolor   | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|----------|
|    | P-4041  | Rękawice lateksowe santex <sup>®</sup> powdered - jednorazowe |           | gładkie      | XS      | kremowe | 100 szt. |
|    | P-4042  | Rękawice lateksowe santex <sup>®</sup> powdered - jednorazowe | pudrowane | gładkie      | S       | kremowe | 100 szt. |
|  | P-4043  | Rękawice lateksowe santex <sup>®</sup> powdered - jednorazowe | pudrowane | gładkie      | M       | kremowe | 100 szt. |
|  | P-4044  | Rękawice lateksowe santex <sup>®</sup> powdered - jednorazowe |           | gładkie      | L       | kremowe | 100 szt. |
|  | P-4045  | Rękawice lateksowe santex <sup>®</sup> powdered - jednorazowe | pudrowane | gładkie      | XL      | kremowe | 100 szt. |

### Opis

Jednorazowe rękawiczki diagnostyczne z serii santex<sup>®</sup>, wykonane z kauczuku naturalnego, pudrowane. Rekomendowane do wykorzystywania np. w pielęgniarstwie, weterynarii, salonach kosmetycznych, do kontaktu z żywnością przy drobnych pracach domowych i montażowych. Dostępne w rozmiarach od XS do XL, pakowane po 100 szt. Rękawice te są bardzo cienkie i jednocześnie wyjątkowo elastyczne.

#### Podstawowe informacje:

**Typ rękawicy:** ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna

**Surowiec:** lateks

**Kolor:** kremowy

**Środek pudrujący:** skrobia kukurydziana (USP)

**Powierzchnia zewnętrzna:** gładka/teksturowana

**AQL:** ≤ 1,0

**Klasyfikacja CE:** wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III