





Probówki reakcyjne wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów, pojemność 1,5 ml



Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z podziałką co 0,1 ml oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Z wyjątkowo lekko zachodzącą pokrywką - zamknięcie typu „easy to open”.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-710340	Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów	1,6 ml	bezbarwne	worek	1000 szt.
	A-710341	Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów	1,5 ml	bezbarwne	worek	500 szt.

Opis

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z podziałką co 0,1 ml oraz polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Z wyjątkowo lekko zachodzącą pokrywką - zamknięcie typu „easy to open”.

Probówki nie nadają się do zastosowań, podczas których w wyniku ogrzewania lub innych procesów wytwarzane jest wysokie ciśnienie pary.