



## Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym

Probówki wyposażone w pierścień plombujący. Przeznaczone do wrażliwych próbek wymagających szczególnego zabezpieczenia podczas transportu. Przystosowane zwłaszcza do potrzeb medycyny sądowej. Po zerwaniu pierścienia mogą być używane jako zwykłe probówki.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                         | Pojemność | Kolor         | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
|  | 7-4130  | Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym | 1,5 ml    | przeźroczysty | 500 szt. |
|  | 7-4131  | Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym | 1,5 ml    | czerwony      | 500 szt. |
|  | 7-4132  | Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym | 1,5 ml    | żółty         | 500 szt. |
|  | 7-4134  | Probówki reakcyjne z pierścieniem plombującym | 1,5 ml    | zielony       | 500 szt. |

### Opis

Probówki wyposażone w pierścień plombujący. Przeznaczone do wrażliwych próbek wymagających szczególnego zabezpieczenia podczas transportu. Przystosowane zwłaszcza do potrzeb medycyny sądowej. Po zerwaniu pierścienia mogą być używane jako zwykłe probówki. Możliwość stosowania w zakresie temperatur od -180°C do +121°C oraz wirowania do 20000 rcf. Wykonane z PP o bardzo niskim stopniu adhezji. Z polem do opisu i podziałką przy 0,1, 0,5, 1,0 i 1,5 ml.