



## Czasomierz laboratoryjny z magnesem

Czasomierz laboratoryjny z magnesem. Odmierzanie do 99 min 59 s. Sygnalizacja dźwiękiem.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                               | Kolor  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
|  | L-1308  | Czasomierz laboratoryjny z magnesem | biały  |
|  | L-1309  | Czasomierz laboratoryjny z magnesem | czarny |

### Opis

Czasomierz przeznaczony do zastosowania w pracach laboratoryjnych. Posiada wbudowany magnes na tylnej części obudowy, który umożliwia zawieszenie [timera](#) np. na lodówce. Po włączeniu pamięta ostatnio ustawioną wartość. Koniec odliczania sygnalizuje dźwiękiem.

Bateria L1131 dołączana w zestawie.

**Zakres odmierzenia czasu:** 99 min 59 s.

**Wymiary (szer. x wys. x gr.):** 50 x 70 x 10 mm.