



Probówki reakcyjne SafeFit o poj. 1,5 ml



Wykonane z wyselekcjonowanego, bardzo przeźroczystego polipropylenu w kolorze naturalnym. Cechują się znakomitą stabilnością, która zapewnia najwyższe bezpieczeństwo podczas wirowania (High Speed Protected). Specjalny mechanizm zamykający zapobiega niezamierzonemu otwarciu pokrywki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-1429	Probówki reakcyjne SafeFit o poj. 1,5 ml	1000 szt.

Opis

Wykonane z wyselekcjonowanego, bardzo przeźroczystego polipropylenu w kolorze naturalnym. Cechują się znakomitą stabilnością, która zapewnia najwyższe bezpieczeństwo podczas wirowania (High Speed Protected). Specjalny mechanizm zamykający zapobiega niezamierzonemu otwarciu pokrywki. Nadają się do zastosowań z dużym obciążeniem termicznym (inkubacja). Precyzyjne uszczelnienie gwarantuje małe straty objętości wywołane parowaniem. Odporne na wysokie temperatury i chemikalia. Z podziałką oraz miejscem na opis. Mogą być autoklawowane. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Dostarczane w worku (1000 sztuk).