



## Probówki reakcyjne Low Binding, pojemność 1,6 ml

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem i podziałką przy 0,1 ml / 0,5 ml / 1,0 ml i 1,5 ml. Z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

| Miniatura | Nr-art.  | Nazwa                          | Pojemność | Materiał               | Szt./Op.           |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|
|           | A-710176 | Probówki reakcyjne Low Binding | 1,6 ml    | bezbarwny polipropylen | w worku (250 szt.) |

### Opis

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z zatrzaskiwanym zamknięciem i podziałką przy 0,1 ml / 0,5 ml / 1,0 ml i 1,5 ml. Z polem do opisu umieszczonym z boku i na płaskiej pokrywce. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (250 sztuk).