



Płaskie zatyczki z czerwonej gumy

WHEATON[®]

Płaskie zatyczki Wheaton zaprojektowane specjalnie do szczelnego zamykania szklanych fiolek z prostym brzegiem. Wykonane z naturalnej, czerwonej gumy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. zew.	Śr. wew. szyjki	Szt./Op.
	9-0320	Płaskie zatyczki Wheaton z czerwonej gumy	11 mm	5 mm	100 szt.
	9-0321	Płaskie zatyczki Wheaton z czerwonej gumy	13 mm	7 mm	100 szt.
	9-0322	Płaskie zatyczki Wheaton z czerwonej gumy	20 mm	10 mm	100 szt.
	9-0323	Płaskie zatyczki Wheaton z czerwonej gumy	30 mm	15 mm	100 szt.

Opis

Płaskie zatyczki Wheaton z czerwonej gumy. Uniwersalne rozwiązanie do zamykania różnego rodzaju probówek, fiolek i innych naczyń laboratoryjnych. Wykonane z wysokiej jakości czerwonej gumy, zapewniają szczelne i niezawodne zamknięcie, chroniąc zawartość przed wyciekami i zanieczyszczeniem.