



## Probówki neoScrew-Microtubes o niskim stopniu adhezji - poj. 1,5 ml - 2 ml

**Simport**

Probówki reakcyjne wykonane ze specjalnego polipropylenu. Wykazują niski stopień adhezji. Bez podziałki. Niesterylne. Doskonałe do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                                                | Pojemność | Typ           | Szt./Op.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
|    | 7-4713  | Probówki neoScrew-Microtubes o niskim stopniu adhezji, bez podziałki | 1,5 ml    | samostojące   | 1000 szt. |
|   | 7-4714  | Probówki neoScrew-Microtubes o niskim stopniu adhezji, bez podziałki | 1,5 ml    | stożkowodenne | 1000 szt. |
|  | 7-4715  | Probówki neoScrew-Microtubes o niskim stopniu adhezji, bez podziałki | 2,0 ml    | samostojące   | 1000 szt. |
|  | 7-4716  | Probówki neoScrew-Microtubes o niskim stopniu adhezji, bez podziałki | 2,0 ml    | stożkowodenne | 1000 szt. |

### Opis

Probówki reakcyjne wykonane ze specjalnego polipropylenu. Wykazują niski stopień adhezji. Bez podziałki. Niesterylne. Doskonałe do prac z kwasami nukleinowymi lub białkami. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

**Wymiary:** wys. 44 mm, średnica 11 mm.

**Zakrętki należy zamawiać osobno:** Nr-art. [7-4530](#) i kolejne lub nr-art. [7-4540](#) i kolejne.