



Probówki reakcyjne 1,5 ml, z gwintowaną zakrętką

Wykonane z polipropylenu. Kształt stożkowy.

Pojemność: 1,5 ml.

Posiadają gwintowaną zakrętkę oraz pierścień uszczelniający z EPR (=guma etylo-propylenowa) zapewniającą szczelne zamknięcie i zapobiegającą wyciekaniu próbek. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia otwieranie, zwłaszcza podczas pracy w rękawiczkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	3-1940	Probówki reakcyjne z gwintowaną zakrętką	1,5 ml	500 szt.

Opis

Wykonane z polipropylenu. Kształt stożkowy.

Pojemność: 1,5 ml.

Posiadają gwintowaną zakrętkę oraz pierścień uszczelniający z EPR (=guma etylo-propylenowa) zapewniającą szczelne zamknięcie i zapobiegającą wyciekaniu próbek. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia otwieranie, zwłaszcza podczas pracy w rękawiczkach.