



Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal - sterylne - poj. 1,2 ml - 5 ml

Simport

Probówki przeznaczone do optymalnego przechowywania materiału biologicznego, takiego jak kultury komórkowe, surowice, składniki krwi. Probówki i pokrywki są wykonane ze specjalnego polipropylenu, który zapewnia równomierne rozciąganie materiału i zapobiega niebezpieczeństwu wybuchu. Wyposażone w wyjątkowo szybki mechanizm zamykający – wystarczy 1 ¼ obrotu aby otworzyć lub zamknąć probówkę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Wymiary	Szt./Op.
	A-710501	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal	1,2 ml	samostojące	12,5 x 42 mm	100 szt.
	A-710502	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal	2,0 ml	okrągłodenne	12,5 x 47 mm	100 szt.
	A-710503	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal	2,0 ml	samostojące	12,5 x 49 mm	100 szt.
	A-710504	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal	3,0 ml	samostojące	12,5 x 71 mm	100 szt.
	A-710505	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal	4,0 ml	samostojące	12,5 x 77 mm	100 szt.
	A-710506	Krioprobówki z gwintem zewnętrznym i pokrywką DeckelSeal	5,0 ml	samostojące	12,5 x 91 mm	100 szt.

Opis

Probówki przeznaczone do optymalnego przechowywania materiału biologicznego, takiego jak kultury komórkowe, surowice, składniki krwi. Probówki i pokrywki są wykonane ze specjalnego polipropylenu, który zapewnia równomierne rozciąganie materiału i zapobiega niebezpieczeństwu wybuchu. Wyposażone w wyjątkowo szybki mechanizm zamykający – wystarczy 1 ¼ obrotu aby otworzyć lub zamknąć probówkę. Z białym polem do opisu odpornym na zarysowania. Przezroczyste ścianki zapewniają doskonałą widoczność próbki. Mogą być przechowywane w temperaturach od -196°C do +121°C. Sterylizowane promieniami gamma. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.

Kolorowe [krażki do znakowania należy](#) zamawiać osobno.