



## Probówki stożkowe, pojemność 1,5 ml

Probówki wykonane z przezroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Boczne pole do opisu ułatwia identyfikację próbek. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

| Miniatura | Nr-art.  | Nazwa                          | Kolor     | Szt./Op. |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|
|           | A-710701 | Probówki stożkowe, poj. 1,5 ml | bezbarwne | 500 szt. |

### Opis

Probówki wykonane z przezroczystego polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Boczne pole do opisu ułatwia identyfikację próbek. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Probówki stożkowe, poj. 1,5 ml.

**Opakowanie:** zawiera 500 sztuk, bez nakrętek gwintowanych.