



Probówki samostojące, pojemność 1,5 ml, bursztynowe

Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Boczne pole do opisu ułatwia identyfikację próbek. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710021	Probówki samostojące, poj. 1,5 ml	bursztynowe	500 szt.

Opis

Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Boczne pole do opisu ułatwia identyfikację próbek. Wolne od DNaz i RNaz.

Probówki samostojące, poj. 1,5 ml.

Opakowanie: zawiera 500 sztuk, bez nakrętek gwintowanych.