



Tłuczek homogenizacyjny do probówek o poj. 1,5 ml



Tłuczek wykonany z teflonu, z trzonkiem ze stali nierdzewnej. Z zaokrąglonym stożkiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-1060	Tłuczek homogenizacyjny do probówek o poj. 1,5 ml

Opis

Tłuczek wykonany z teflonu, z trzonkiem ze stali nierdzewnej. Z zaokrąglonym stożkiem. Tłuczek przystosowany jest do użytku ręcznego lub automatycznego.

Pasuje do probówek o poj. 1,5 ml z odstępem 0,05 mm.

Długość całkowita: 143 mm.

Średnica stalowego trzonka: 3,2 mm.