



Stojaki BagRack[®] na woreczki do stomacherów

interscience

Stojaki BagRack[®] wykonane są ze stali nierdzewnej. Mogą być ustawiane piętrowo i autoklawowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do worków	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-1111	Stojak BagRack [®] 80/100	80/100 ml	11 miejsc	221 010
	K-1112	Stojak BagRack [®] 400	400 ml	10 miejsc	221 040
	K-1113	Stojak BagRack [®] 3500-4	3500 ml	4 miejsca	221 350
	K-1101	Stojak BagRack [®] 3500-2	3500 ml	2 miejsca	221 352

Opis

Stojaki BagRack[®] na woreczki umożliwiają czyste i uporządkowane przechowywanie worków. Statywy mogą być ustawiane piętrowo co pozwala na zaoszczędzenie miejsca na blacie roboczym. Każdy stojak BagRack[®] jest wykonany ze stali nierdzewnej, dlatego cechuje go wysoka wytrzymałość i możliwość autoklawowania. Ponieważ stojaki na torebki BagRack[®] są dostępne w kilku wariantach do wyboru, można je dobrać do wykorzystywanego modelu woreczków. Aby zapobiegać przypadkowemu zanieczyszczeniu blatów polecamy zaopatrzenie się w specjalnie zaprojektowane, praktyczne tace ociekowe.

Dostępne dla worków w rozmiarach: 80 ml, 100 ml, 400 ml, 3500 ml.