



## Probówki reakcyjne

Przeźroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP. Odznaczają się równomierną grubością ścianki. Pasujące zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa) zapewnia bezpieczne zamknięcie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa              | Pojemność | Typ                     | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------|-----------|-------------------------|----------|
|           | 1-6187  | Probówki reakcyjne | 2,0 ml    | ze szpiczastym stożkiem | 500 szt. |
|           | 1-6190  | Probówki reakcyjne | 2,0 ml    | samostojące             | 500 szt. |

### Opis

Przeźroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP. Odznaczają się równomierną grubością ścianki. Pasujące zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa) zapewnia bezpieczne zamknięcie. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Zakrętki z pierścieniem uszczelniającym należy zamawiać osobno, Nr-Art.: **1-6191, 1-6192, 1-6193, 1-6194, 1-6195, 1-6196, 1-6197, 1-6198.**