

Zlewki pomiarowe z PP



moonlab

Zlewki pomiarowe Moonlab. Wykonane z polipropylenu w kolorze mlecznym. Posiadają wylew oraz czarną skalę. Mogą być autoklawowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Podziałka	Wysokość
	4-0038	Zlewka pomiarowa	PP	50 ml	5 ml	59 mm
	4-0039	Zlewka pomiarowa	PP	100 ml	10 ml	73 mm
	4-0040	Zlewka pomiarowa	PP	250 ml	25 ml	94 mm
	4-0041	Zlewka pomiarowa	PP	500 ml	50 ml	128 mm
	4-0042	Zlewka pomiarowa	PP	1000 ml	100 ml	150 mm
	4-0043	Zlewka pomiarowa	PP	2000 ml	100 ml	192 mm
	4-0044	Zlewka pomiarowa	PP	5000 ml	1000 ml	263 mm
	4-0045	Zlewka pomiarowa	PP	10000 ml	1000 ml	328 mm

Opis

Zlewki pomiarowe marki Moonlab. Wykonane z polipropylenu (PP) w kolorze mlecznym. Posiadają wylew i skalę koloru czarnego. Mogą być autoklawowane. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Odporne na działanie wielu kwasów oraz ługów, a także niektórych rozpuszczalników organicznych.