



Korki celulozowe jednorazowego użytku

Wykonane z celulozy. Nadają się do sterylnego zamykania probówek, kolb Erlenmeyera, kolb do hodowli kultur itp. Mogą być autoklawowane w temp. do 200°C. Przepuszczalne dla powietrza.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dla wew. śr. szyjki	Dolna średnica	Górna średnica	Długość	Szt./Op.
	1-1350	Korki jednorazowego użytku	5 mm	5 mm	9 mm	30 mm	1000 szt.
	1-1351	Korki jednorazowego użytku	10 mm	9 mm	14 mm	32 mm	1000 szt.
	1-1352	Korki jednorazowego użytku	13,5 mm	12 mm	20 mm	32 mm	1000 szt.
	1-1353	Korki jednorazowego użytku	15 mm	12 mm	17 mm	37 mm	1000 szt.
	1-1354	Korki jednorazowego użytku	18 mm	16 mm	20 mm	30 mm	1000 szt.
	1-1355	Korki jednorazowego użytku	20 mm	20 mm	23 mm	41 mm	500 szt.
	1-1356	Korki jednorazowego użytku	27 mm	21 mm	38 mm	52 mm	100 szt.
	1-1357	Korki jednorazowego użytku	25 mm	23 mm	28 mm	30 mm	500 szt.
	1-1358	Korki jednorazowego użytku	32 mm	30 mm	42 mm	55 mm	100 szt.
	1-1359	Korki jednorazowego użytku	42 mm	42 mm	52 mm	51 mm	50 szt.
	1-1360	Korki jednorazowego użytku	45 mm	45 mm	61 mm	62 mm	25 szt.

Opis

Wykonane z celulozy. Nadają się do sterylnego zamykania probówek, kolb Erlenmeyera, kolb do hodowli kultur itp. Mogą być autoklawowane w temp. do 200°C. Przepuszczalne dla powietrza.