



Probówki reakcyjne Low Binding, pojemność 2,0 ml

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z podziałką co 0,5 ml i zatrzaskiwanym zamknięciem. Z boku i na płaskiej pokrywce pole do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710280	Probówki reakcyjne Low Binding	2,0 ml	bezbarwny polipropylen	w worku (250 szt.)

Opis

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z podziałką co 0,5 ml i zatrzaskiwanym zamknięciem. Z boku i na płaskiej pokrywce pole do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (250 sztuk).