



Probówki reakcyjne wolne od DNA, DNaz i RNaz, pojemność 2,0 ml

Wykonane z polipropylenu. Z podziałką co 0,1 ml i zatrzaskiwanym zamknięciem. Boczne pole do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Pakowane
	A-710320	Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz i RNaz	2,0 ml	bezbabarwne	w worku (500 szt.)
	A-710328	Probówki reakcyjne, wolne od DNA, DNaz i RNaz	2,0 ml	różnokolorowe	w worku (500 szt.)

Opis

Wykonane z polipropylenu. Z podziałką co 0,1 ml i zatrzaskiwanym zamknięciem. Boczne pole do opisu.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).