



Probówki reakcyjne, sterylne, pakowane pojedynczo - poj. 2,0 ml

Połączenie pokrywki z probówką gwarantuje niezawodne zamknięcie. Mechanizm zamykający w formie kulki nie ma ostrych brzegów i jest łatwy w obsłudze kciukiem. Przy zamkniętej probówce kulka jest widoczna w górnej części pokrywki, co umożliwia sprawdzenie czy probówka jest bezpiecznie zamknięta. Probówki są wykonane z przezroczystego polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-710291	Probówki reakcyjne, z zamknięciem kulkowym, sterylne, pakowane pojedynczo	2,0 ml	bezbbarwne	worek	250 szt.

Opis

Połączenie pokrywki z probówką gwarantuje niezawodne zamknięcie. Mechanizm zamykający w formie kulki nie ma ostrych brzegów i jest łatwy w obsłudze kciukiem. Przy zamkniętej probówce kulka jest widoczna w górnej części pokrywki, co umożliwia sprawdzenie czy probówka jest bezpiecznie zamknięta. Probówki są wykonane z przezroczystego polipropylenu. Z podziałką co 0,1 ml. Z boku i na płaskiej pokrywce umieszczone są pola do opisu. Otwór do przekłuwania znajdujący się w pokrywce pozwala na przenoszenie próbek za pomocą igły. Probówki nadają się do przechowywania w niskich temperaturach. Z możliwością wirowania do 20.000 x g. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (250 sztuk).